

L'IDEA RIVOLUZIONARIA
PER L'IGIENE
E IL BENESSERE DEL CORPO

HAPPYcover®

SISTEMI PER L'IGIENE



Angimedita®
L'INNOVAZIONE MEDICALE



INNOVAZIONE SICUREZZA QUALITÀ METODO

Angimedita è un progetto che nasce con l'obiettivo di portare innovazione nel settore medico-ospedaliero per garantire qualità e metodo nelle prestazioni sanitarie.

L'azienda nasce nel 2010 e si occupa di produzione e commercializzazione di dispositivi medici per l'igiene e il benessere del paziente, destinati ad aziende, laboratori, enti pubblici e privati in campo medico e farmaceutico.


Il progetto ANGIMEDICA inizia grazie all'impegno e alla forza lavoro di un gruppo di profes-

sionisti che lavorano nell'ambito medico da moltissimi anni, impegnati principalmente sulla sperimentazione e sulla ricerca.

L'organico aziendale è costituito da personale tecnico altamente qualificato: dalla segreteria commerciale al settore acquisti vendite, dall'area della logistica agli addetti all'amministrazione e al magazzino fino all'area di produzione. Inoltre la struttura si avvale della collaborazione di specialisti del settore chimico e medico sanitario e dispone di agenti commerciali su tutto il territorio nazionale.

Nuovi strumenti per portare innovazione nel settore medico, garantendo la massima igiene e sicurezza e un risparmio dei costi di investimento e di gestione.

www.angimedita.it




Angimedita[®]
L'INNOVAZIONE MEDICALE

HAPPY COVER

(**pratici** e di **facile utilizzo**
garantiscono riservatezza
e **comfort**




(eliminano i cattivi odori
e **si smaltiscono**
come rifiuti comuni

(**igienici e sicuri**,
proteggono da qualsiasi
infezione



(**nuovo sistema**
di chiusura brevettato
con prefalda e tasca
interna biadesiva



R, HAPPY DAY

Gli **innovativi** sacchetti
igienici, pronti all'uso,
pratici, sicuri,
comfortevoli e inodori



HAPPYcover®

PAD®

Cover per padella

PEZZI PER CONFEZIONE: 20

COD: AM 001



PREFALDA E TASCA INTERNA ADESIVA



DESCRIZIONE

Sacchetto copri padella in polietilene di colore bianco latte con prefalda e tasca interna biadesiva, per una semplice e sicura chiusura della parte superiore aperta, dopo l'utilizzo.

L'interno e' dotato di una molecola in polvere "SGAIEL®" che trasforma i liquidi in solidi con funzioni assorbenti.

Tale polvere è rinchiusa in una pellicola idrosolubile che agisce a contatto con i liquidi. Pronto all'uso.

MISURE

mm. 600 x 400

INDICAZIONI

Cover monouso per padelle in utilizzo c/o degenze ospedaliere, case di cura.

MATERIALE

Polietilene bianco latte.


Polvere a base di poliacrilato di sodio reticolato di colore bianco. Privo di odori.




“ Il sacchetto igienico **copri padella** è perfetto per l'utilizzo presso **degenze ospedaliere**, case di cura, reparti di Chirurgia, Medicina, Ostetricia, Ortopedia, Oncologia, Dialisi, Maternità, Ambulanze, situazioni di emergenza e pazienti in isolamento. ”



Evita il lavaggio a mano o l'uso di lavapadelle e i continui cambi di pannolone, risparmiando tempi e costi di gestione.



30 sec



Happy Cover® PAD viene applicato sulla padella da utilizzare.
Dopo circa 30" la molecola SGAIEL® gelifica urine e solidi da smaltire comunemente

HAPPYcover®

P.P.®

Sistema per urine

PEZZI PER CONFEZIONE: 20

COD: AM 002

2

PREFALDA E TASCA INTERNA BIADESIVA

P.P.

DESCRIZIONE

Sacchetto per urine in polietilene di colore verde con prefalda e tasca interna biadesiva, per una semplice e sicura chiusura della parte superiore aperta, dopo l'utilizzo.

L'interno è dotato di una molecola in polvere "SGAIEL®" che trasforma i liquidi in solidi con funzioni assorbenti.

Tale polvere è rinchiusa in una pellicola idrosolubile che agisce a contatto con i liquidi. Pronto all'uso.

MISURE

mm. 160 x 380

INDICAZIONI

Sistema urinale maschile che permette la diuresi sostituendo il pappagallo.

MATERIALE

Polietilene verde polvere a base di poliacrilato di sodio reticolato di colore bianco. Privo di odori.



“ Il sacchetto per urine è particolarmente utile nei **reparti di Pronto Soccorso**, isolamento, oncologia, maternità e ostetricia, inoltre è ottimale nelle situazioni di difficile accesso ai bagni, in condizioni lavorative particolari, **durante i viaggi per evitare i luoghi pubblici**, per persone disabili e in carrozzina. ”



Il sacchetto igienico Happy Cover P.P. è la combinazione unica del sacchetto, con chiusura semplice e sicura, integrato dalla pellicola contenente la polvere SGAIEL super assorbente.

A contatto con i liquidi la polvere agisce velocemente per solidificare il contenuto riducendo, dopo la chiusura, il rischio di rovesciamento e spargimento di spruzzi e la diffusione degli odori.



Il sacchetto Happy Cover® P.P. **sostituisce il pappagallo** evitando contagi, cattivi odori e imbrattamenti.

HAPPYcover®

RIG®

Sistema per vomito

PEZZI PER CONFEZIONE: 20

COD: AM 003

3

PREFALDA E TASCA INTERNA ADESIVA



DESCRIZIONE

Sacchetto per rigurgito in polietilene di colore azzurro con prefalda e tasca interna biadesiva, per una semplice e sicura chiusura della parte superiore aperta, dopo l'utilizzo.

L'interno è dotato di una molecola in polvere "SGAIEL®" che trasforma i liquidi in solidi con funzioni assorbenti.

Tale polvere è rinchiusa in una pellicola idrosolubile che agisce a contatto con i liquidi. Pronto all'uso.

MISURE

mm. 250 x 250

INDICAZIONI

Sistema monouso per vomito.

MATERIALE

Polietilene azzurro. Polvere a base di poliacrilato di sodio reticolato di colore bianco. Privo di odori.



“ Il sacchetto Happy Cover Rig per vomito è ideale per tutte le **situazioni di emergenza, reparti di gastroscopia, oncologia, pronto soccorso, ambulanze, trasporti e viaggi sanitari**. Inoltre si rende utile per bambini e adulti che soffrono di nausea durante il trasporto o in viaggio, gite scolastiche, viaggi aerei...”



Il sacchetto è pronto per l'uso, la polvere assorbente solidifica il vomito, garantisce riservatezza e praticità nell'uso, elimina i cattivi odori.



Inoltre semplifica il lavoro degli operatori sanitari, protegge dalle infezioni, evita imbrattamenti e disagi.

SGAIEL®



Angimedita ha creato e brevettato un prodotto unico nel suo genere. Si tratta di una molecola in polvere “SGAIEL®”, super assorbente di colore bianco.

A contatto con liquidi e solidi con base acquosa i principi attivi contenuti nella polvere agiscono velocemente per solidificare il contenuto.

Grazie al potere superassorbente, il processo di gelificazione avviene velocemente formando un’amalgama compatta, frenando la trasformazione dell’urea in ammoniaca, molecola responsabile degli odori.

L’isolamento fisico creato limiterà l’ossidazione all’aria della massa gelatinosa che si è ottenuta riducendo il rischio di proliferazione di germi.

HAPPYcover[®]

i n t h e w o r l d



Migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e la qualità della vita delle persone proponendo nuove idee e creando nuovi strumenti: questo è l'obiettivo che Angimedita si prefigge di raggiungere sui mercati nazionali ed internazionali grazie al lavoro e all'impegno costante di ricerca e sperimentazione.



HAPPYCOVER® È UN DISPOSITIVO MEDICO APPARTENENTE ALLA CLASSE I ED È CONFORME A QUANTO PRESCRITTO DALLA DIRETTIVA 93/42/CEE E CHE VIENE MESSO IN COMMERCIO CON MARCATURA CE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DIRETTIVA 93/42/CEE.

Certificazioni & brevetti



P.P.® brevetto n. **FG2010U000004**
PAD® brevetto n. **FG2010U000006**
RIG® brevetto n. **FG2010U000005**

In funzione di una politica volta ad ottenere il miglioramento delle prestazioni aziendali Angimedita ha dotato la società di metodologie e strumenti operativi in grado di ottimizzare la sua organizzazione, attraverso l'introduzione di un Sistema di Gestione per la qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e dotandosi di un sistema di produzione FPC, basato sui più rigorosi standard di produzione e controllo in linea con la direttiva 93/42/CEE in grado di regolamentare ed ufficializzare le prassi operative abitualmente seguite dalla società.





Angimedica s.r.l.
via Manfredonia, km 2.200
71121 FOGGIA - Italy
tel. +39 0881 716 108
fax +39 0881 718 036
p.iva 036 72 500 711

NUMERO VERDE
800 810283



www.angimedica.it