



# Il tuo OCCHIO NON BASTA! Usa Insulscan

**Quanti pazienti hanno subito bruciature nel corso di un'operazione?  
Protegete i vostri pazienti da ciò che non potete vedere!**

### Qual è il problema?

Un difetto dell'isolamento è spesso causa di bruciature nel paziente.

### Di cosa avete bisogno?

Un metodo che consenta al personale della sala operatoria e del centro di sterilizzazione di rilevare un'eventuale anomalia dello strumento chirurgico.

### Eccovi la Soluzione!

**Insulscan™** è un sistema di rilevamento rapido, efficiente, economico e facile da usare per testare l'isolamento elettrico degli strumenti laparoscopici.


L'isolamento elettrico si può danneggiare. Un foro microscopico nell'isolamento di uno strumento elettrochirurgico può permettere fino al 100% della corrente elettrica di fuoriuscire e danneggiare il tessuto circostante.

### Ciò può provocare gravi ustioni nel paziente.

Anche gli strumenti monouso possono avere un isolamento difettoso. Con **Insulscan™** in sala operatoria questo è un rischio che nessun chirurgo o ospedale dovrà più affrontare. Un rapido controllo degli strumenti isolati con **Insulscan™** immediatamente prima della procedura individuerà eventuali strumenti difettosi in modo che possano essere rimossi e nuovamente isolati. Un'ultima scansione dopo l'intervento confermerà che non erano presenti difetti.

### Insulscan™ protegge il paziente, il chirurgo e l'ospedale.

- Ogni cartuccia è in confezione singola, sterile e monouso per evitare il pericolo di contaminazione incrociata.
- Riduce la responsabilità civile di chirurgo e ospedale.
- Permette di controllare sia gli strumenti monouso che quelli riutilizzabili.
- Con certificato CE





QUANTITÀ	CODICE	DESCRIZIONE
50	9400-00	Bacchetta per test isolamento
1	9400-02	Unità di controllo per il test dell'isolamento
2	9400-04	Cavo
2	9400-05	Adattatore
1	9400-14	Manuale d'uso
1	9400-06	Carica batterie
1	9400-08	Cavo del caricabatterie

**Insulscan™** è distribuito da:

**MEDICAL SWAN ITALIA S.A.S**

Via Monte Rosa, 29 - 20026 Novate M.se - Italy  
 tel-fax: +39 02 39104364 - cell: +39 335 8339428  
 email: [paolo.valenti@gmail.com](mailto:paolo.valenti@gmail.com)  
[www.medicalswan.com](http://www.medicalswan.com)